

DONJOY[®]

La Solución
definitiva para una
vida activa

**GAMA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN
SUPERIOR**

enovis[™]

DONJOY®

La Solución definitiva para una vida activa.

En ocasiones, para mantenerse activo necesitamos recibir apoyo. La gama de ortesis elásticas de compresión superior de DonJoy® proporciona protección y estabilidad para las articulaciones sin interferir con las actividades diarias.

Confeccionados con tejido elástico y transpirable, aportan una óptima solución gracias a sus cualidades que mejoran la comodidad, brindando soporte necesario para los desafíos de la vida.





CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

COMODIDAD MEJORADA




ZONAS ELÁSTICAS

Aportan confort y libertad de movimiento. Las zonas de expansión facilitan al paciente la colocación y retirada del soporte. Las zonas de confort garantizan un ajuste sin pliegues



REDUCCION DE LA COMPRESIÓN EN LOS BORDES

La compresión reducida en los bordes ayuda a disminuir la presión en los extremos del soporte y ofrecer un ajuste confortable



TEJIDO ELÁSTICO, SUAVE Y TRANSPIRABLE

Para mayor comodidad



TEJIDO CON CONTORNO ANATÓMICO

Garantiza una adaptación óptima a la forma del cuerpo para un máximo confort

AJUSTE ÓPTIMO




REFUERZOS ACOLCHADOS

Confeccionadas con material transpirable, amortiguador e hipoalergénico. Con forma anatómica y nudos estimulantes, están diseñadas para mejorar la propiocepción, ofrecer soporte compresivo alrededor de la articulación y favorecer el masaje, el alivio del dolor y reducir la inflamación



BANDAS CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA ANTIDESLIZANTE

En determinadas rodilleras proporcionan sujeción adicional bajo presión



AMPLIA GAMA DE TALLAS

Para muchos de los soportes, diseñados para adaptarse a la mayoría de las diferentes morfologías





GenuForce®

Rodillera de tejido elástico con refuerzo rotuliano de silicona

El refuerzo de silicona en la rodillera GenuForce® ayuda a proteger y sostener la rótula, mientras que sus varillas bilaterales flexibles ayudan a proporcionar alivio y estabilización para la articulación de la rodilla.

USO PREVISTO/INDICACIONES:

- Soporte y compresión después de lesiones de rodilla agudas y crónicas, artrosis de rodilla leve
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular a través de la compresión
- Dolor patelofemoral (dolor de rodilla)
- Inestabilidad leve de la rodilla
- Prevención de lesiones



CONTORNO ANATÓMICO RODILLERA DE SILICONA

- Para mayor estabilidad de la rótula, efecto masaje, y mejorar la propiocepción



VARILLAS BILATERALES FLEXIBLES

- Ayudan a proporcionar apoyo medial y lateral





GenuForce® Xpert

Rodillera articulada de tejido elástico con refuerzo de silicona rotuliano y cinchas ajustables

Con articulaciones policéntricas rígidas, una rodillera contorneada y cinchas ajustables, GenuForce® Xpert ayuda a proporcionar una mayor sujeción lateral y estabilidad durante el movimiento para actividades diarias y deportes.

USO PREVISTO/INDICACIONES:

- Soporte y compresión después de lesiones de rodilla agudas y crónicas, artrosis de rodilla leve
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular a través de la compresión
- Esguinces de ligamentos leves a moderados
- Inestabilidad de rodilla de leve a moderada
- Lesiones de menisco leves
- Prevención de lesiones



CINCHAS AJUSTABLES ALREDEDOR

- Ayuda a proporcionar mayor compresión y soporte



RODILLERA DE SILICONA ANATÓMICAMENTE CONTORNEADA

- Para una estabilidad adicional de la rótula, efecto de masaje y para mejorar la propiocepción



ARTICULACIONES BILATERALES POLICÉNTRICAS CON FÉRULAS RÍGIDAS

- Ayudar a ofrecer una mayor estabilidad medial y lateral





MalleoForce®

Tobillera de tejido elástico con almohadillas maleolares

MalleoForce® integra almohadillas bilaterales en una confección de tejido elástico multidireccional para ayudar a proporcionar alivio y estabilización para la articulación del tobillo.

USO PREVISTO/INDICACIONES:

- Soporte y compresión después de una lesión de tobillo aguda y crónica y artrosis leve de tobillo y pie
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular a través de la compresión
- Prevención de lesiones



GRÁFICOS VISUALES ALREDEDOR DE LOS MALÉOLOS

- Para ayudar a garantizar la correcta aplicación del soporte



DOS ALMOHADILLAS DE FORMA ANATÓMICA PARA LOS MALÉOLOS

- Favorecen la protección, estabilización y alivio de los maléolos





MalleoForce® Plus

Tobillera de tejido elástico con almohadillas y cinchas ajustables

MalleoForce® Plus con almohadillas integradas y correas ajustables para ayudar a aliviar, estabilizar y proteger la articulación del tobillo de movimientos anormales, además de ayudar a mejorar la propiocepción.

USO PREVISTO/INDICACIONES:

- Soporte y compresión después de una lesión de tobillo aguda y crónica y artrosis leve de tobillo y pie
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular a través de la compresión
- Esguinces y distensiones de tobillo leves (grado I)
- Inestabilidad leve del tobillo
- Prevención de lesiones



GRÁFICOS VISUALES ALREDEDOR DE LOS MALÉOLOS

- Para ayudar a garantizar la correcta aplicación del soporte



DOS ALMOHADILLAS DE FORMA ANATÓMICA PARA LOS MALÉOLOS

- Favorecen la protección, estabilización y alivio de los maléolos



CINTA DE TOBILLO AJUSTABLE

- Se puede configurar para ayudar prevenir la supinación o la pronación






ManuForce®

Muñequera de tejido elástico con almohadilla en los estiloides

ManuForce® utiliza cinchas ajustables y un soporte de mano extraíble para ayudar a proporcionar compresión, soporte y estabilizaciones adaptables para la muñeca.

USO PREVISTO/INDICACIONES:

- Soporte y compresión después de una lesión leve en la muñeca y artrosis leve en la muñeca
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular a través de la compresión
- Prevención de lesiones
- Esguinces leves de muñeca
- Tendinitis de muñeca y tenosinovitis leve
- Inestabilidad de la muñeca
- Síndrome del túnel carpiano



FÉRULA PALMAR MOLDEABLE

- Ayuda a proporcionar estabilidad y apoyo adicionales, y puede retirarse después de la fase aguda



CINCHAS EXTRAÍBLES Y AJUSTABLES

- Permiten controlar el grado de estabilización y compresión



CONTORNO ANATÓMICO

- Material de silicona, ayuda a proporcionar soporte y alivio de presión





EpiForce®

Codera de tejido elástico con almohadillas epicondilares

La confección de tejido elástico multidireccional de EpiForce® incluye almohadillas epicondilares y cinchas ajustables para ayudar a garantizar la estabilidad en la articulación del codo y ayudar a aliviar el dolor.

USO PREVISTO/INDICACIONES:

- Soporte y compresión después de una lesión en el codo y artrosis leve en el codo
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular a través de la compresión
- Prevención de lesiones
- Esguinces o distensiones de codo
- Epicondilitis medial o lateral (p. ej., codo de golfista, codo de tenista)
- Tendinopatías



CONTORNO ANATÓMICO

- De silicona, ayuda a proporcionar soporte y alivio de presión para el codo



CINCHAS EXTRAÍBLES Y AJUSTABLES


- Permiten controlar el grado de estabilización y compresión



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

GENUFORCE®

| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | ⓕ CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO | ⓓ CIRCUNFERENCIA DE LA PANTORRILLA | TALLA | |
|------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|
| | 82-1750-1 | 37 - 40 cm | 14½ - 15¾" | 25 - 28 cm 9¾ - 11" | 1 = XS |
| | 82-1750-2 | 40 - 43 cm | 15¾ - 17" | 28 - 31 cm 11 - 11¾" | 2 = S |
| | 82-1750-3 | 43 - 46 cm | 17 - 18" | 31 - 34 cm 11¾ - 13½" | 3 = M |
| GenuForce® | 82-1750-4 | 46 - 49 cm | 18 - 19¼" | 34 - 37 cm 13½ - 14½" | 4 = L |
| | 82-1750-5 | 49 - 52 cm | 19¼ - 20½" | 37 - 40 cm 14½ - 15¾" | 5 = XL |
| | 82-1750-6 | 52 - 55 cm | 20½ - 21¾" | 40 - 43 cm 15¾ - 17" | 6 = XXL |
| | 82-1750-7 | 55 - 58 cm | 21¾ - 22¾" | 43 - 46 cm 17 - 18" | 7 = XXXL |
| | 82-1751-5 | 52 - 55 cm | 20½ - 21¾" | 37 - 40 cm 14½ - 15¾" | 5+ |
| GenuForce® Plus | 82-1751-6 | 55 - 58 cm | 21¾ - 22¾" | 40 - 43 cm 15¾ - 17" | 6+ |
| | 82-1751-7 | 58 - 62 cm | 22¾ - 24½" | 43 - 46 cm 17 - 18" | 7+ |
| | 82-1751-8 | 62 - 65 cm | 24½ - 25½" | 46 - 49 cm 18 - 19¼" | 8+ |



ⓕ CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO


Medida tomada 15 cm por encima del medio de la rótula

ⓓ D ÁREA DE LA PANTORRILLA

Medida tomada 5 cm debajo de la mitad de la rótula

GENUFORCE® XPERT

| REFERENCIA | ⓕ CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO | ⓓ CIRCUNFERENCIA DE LA PANTORRILLA | TALLA | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|
| 82-1753-1 | 37 - 40 cm | 14½ - 15¾" | 25 - 28 cm 9¾ - 11" | 1 = XS |
| 82-1753-2 | 40 - 43 cm | 15¾ - 17" | 28 - 31 cm 11 - 11¾" | 2 = S |
| 82-1753-3 | 43 - 46 cm | 17 - 18" | 31 - 34 cm 11¾ - 13½" | 3 = M |
| 82-1753-4 | 46 - 49 cm | 18 - 19¼" | 34 - 37 cm 13½ - 14½" | 4 = L |
| 82-1753-5 | 49 - 52 cm | 19¼ - 20½" | 37 - 40 cm 14½ - 15¾" | 5 = XL |
| 82-1753-6 | 52 - 55 cm | 20½ - 21¾" | 40 - 43 cm 15¾ - 17" | 6 = XXL |
| 82-1753-7 | 55 - 58 cm | 21¾ - 22¾" | 43 - 46 cm 17 - 18" | 7 = XXXL |



ⓕ CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO

Medida tomada 15 cm por encima del medio de la rótula

ⓓ D ÁREA DE LA PANTORRILLA

Medida tomada 5 cm debajo de la mitad de la rótula

MALLEOFORCE®

| REFERENCIA | CIRCUNFERENCIA DEL TOBILLO | TALLA | |
|------------|----------------------------|------------|---------|
| 82-1754-1 | 17 - 19 cm | 6¾ - 7½" | 1 = XS |
| 82-1754-2 | 19 - 21 cm | 7½ - 8¼" | 2 = S |
| 82-1754-3 | 21 - 23 cm | 8¼ - 9" | 3 = M |
| 82-1754-4 | 23 - 25 cm | 9 - 9¾" | 4 = L |
| 82-1754-5 | 25 - 27 cm | 9¾ - 10½" | 5 = XL |
| 82-1754-6 | 27 - 29 cm | 10½ - 11½" | 6 = XXL |



MALLEOFORCE® PLUS

| REFERENCIA | CIRCUNFERENCIA DEL TOBILLO | TALLA | |
|------------|----------------------------|------------|---------|
| 82-1755-1 | 17 - 19 cm | 6¾ - 7½" | 1 = XS |
| 82-1755-2 | 19 - 21 cm | 7½ - 8¼" | 2 = S |
| 82-1755-3 | 21 - 23 cm | 8¼ - 9" | 3 = M |
| 82-1755-4 | 23 - 25 cm | 9 - 9¾" | 4 = L |
| 82-1755-5 | 25 - 27 cm | 9¾ - 10½" | 5 = XL |
| 82-1755-6 | 27 - 29 cm | 10½ - 11½" | 6 = XXL |



MANUFORCE®

| REFERENCIA | | CIRCUNFERENCIA DE LA MUÑECA | | TALLA |
|------------|-----------|-----------------------------|----------|---------|
| DERECHA | IZQUIERDA | | | |
| 82-1757-1 | 82-1758-1 | 13 - 14.5 cm | 5 - 5¾" | 1 = XS |
| 82-1757-2 | 82-1758-2 | 14.5 - 16 cm | 5¾ - 6¼" | 2 = S |
| 82-1757-3 | 82-1758-3 | 16 - 17.5 cm | 6¼ - 7" | 3 = M |
| 82-1757-4 | 82-1758-4 | 17.5 - 19 cm | 7 - 7½" | 4 = L |
| 82-1757-5 | 82-1758-5 | 19 - 20.5 cm | 7½ - 8" | 5 = XL |
| 82-1757-6 | 82-1758-6 | 20.5 - 22 cm | 8 - 8¾" | 6 = XXL |

**EPIFORCE®**

| REFERENCIA | CIRCUNFERENCIA DEL CODO | TALLA | |
|------------|-------------------------|------------|---------|
| 82-1759-1 | 19 - 22 cm | 7½ - 8¾" | 1 = XS |
| 82-1759-2 | 22 - 25 cm | 8¾ - 9¾" | 2 = S |
| 82-1759-3 | 25 - 28 cm | 9¾ - 11" | 3 = M |
| 82-1759-4 | 28 - 31 cm | 11 - 12¼" | 4 = L |
| 82-1759-5 | 31 - 34 cm | 12¼ - 13½" | 5 = XL |
| 82-1759-6 | 34 - 37 cm | 13½ - 14½" | 6 = XXL |



DONJOY®

Asia Pacific

1905, Tower 2, Grand Central Plaza
Shatin
HONG KONG
T: 852 31051415
E: marketing.ap@enovis.com

Australia – New Zealand

PO Box 6057
Frenchs Forest DC
NSW 2086
AUSTRALIA
T: 1300 66 77 30
E: customerservice.au@enovis.com

Benelux

Kleinhoefstraat 5, bus 39
Geel 2440
BELGIUM
T: +32 (0)14 248090
E: orders.bx@enovis.com

Canada

6485 Kennedy Rd
Mississauga
Ontario, L5T2W4
CANADA
T: 1-866-866-5031
E: canada.orders@enovis.com

China

A312 SOHO ZhongShan Plaza
1055 W. ZhongShan Rd
Shanghai, 200051
CHINA
T: (8621) 6031 9989
E: shujun.tang@enovis.com

France

3 rue de Bethar
Centre Européen de Frêt
64990 Mouguerre
FRANCE
T: +33 (0)5 59 52 86 90
E: sce.cial@enovis.com

Germany

Bötzingen Straße 90
79111 Freiburg
GERMANY
T: +49 (0) 180 1 676 333
E: kundenservice@enovis.com

Italy

Via Leonardo da Vinci 97
Trezzano sul Naviglio
Milan 20090
ITALY
T: +39 02 835 98001
E: vendite@enovis.com

Nordic

Murmansgatan 126
212 25 Malmö
SWEDEN
T: +46 40 39 40 00
E: info.nordic@enovis.com

South Africa

Unit 6, 2 on London, 2 London Circle
BrackenGate Business Park
Brackenfell, 7560
SOUTH AFRICA
T: +27 (0) 21 276 2968
E: info.southafrica@enovis.com

España

Carretera de Esplugues, 225 2ºB
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona
ESPAÑA
T: +34 93 480 32 02
E: ventas@enovis.com

UK & Ireland

1a Guildford Business Park
Guildford, Surrey
GU2 8XG
UK
T: +44 (0)1483 459 659
E: ukorders@enovis.com

USA

2900 Lake Vista Drive
Lewisville
TX 75067
U.S.A.
T: 760 727 1280
E: customercare@enovis.com

enovisTM

Creating Better Together™

enovis.es

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias brinda asesoramiento médico. El contenido de este documento no constituye un consejo profesional médico, legal o de cualquier otro tipo. Más bien, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si corresponde, que puedan ser apropiados para usted.