

DONJOY®

EpiForce®

CODERA DE TEJIDO ELÁSTICO CON
ALMOHADILLAS EPICONDILARES



enovis™

EpiForce®

Codera de tejido elástico con almohadillas epicondilares

La construcción de tejido elástico multidireccional de EpiForce, incluye almohadillas epicondilares y cinchas ajustables para ayudar a garantizar la estabilidad en la articulación del codo y ayudar a aliviar el dolor.



USO PREVISTO/INDICACIONES:

- Soporte y compresión después de una lesión en el codo y osteoartritis leve en el codo
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular a través de la compresión
- Prevención de lesiones
- Distensiones o esguinces de codo
- Epicondilitis medial o lateral (p. ej., codo de golfista, codo de tenista)
- Tendinopatías



ALMOHADILLAS EPICONDILARES

- Proporciona soporte y alivio de la presión en el codo



LAS CINCHAS EXTRAÍBLES Y AJUSTABLES

- Permiten controlar el grado de estabilización y compresión

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE CODO		TALLA
82-1759-1	19 - 22 cm	7½ - 8¾"	1 = XS
82-1759-2	22 - 25 cm	8¾ - 9¾"	2 = S
82-1759-3	25 - 28 cm	9¾ - 11"	3 = M
82-1759-4	28 - 31 cm	11 - 12¼"	4 = L
82-1759-5	31 - 34 cm	12¼ - 13½"	5 = XL
82-1759-6	34 - 37 cm	13½ - 14½"	6 = XXL



enovis™

Creating Better Together™

www.enovis.es | Telf. +34 93 480 32 02 | mail: ventas@enovis.com

ENOVIS IBÉRICA, Carretera de Esplugues, 225 2 B, 08940 Esplugues de Llobregat, BARCELONA

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias brinda asesoramiento médico. El contenido de este documento no constituye un consejo profesional médico, legal o de cualquier otro tipo. Más bien, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si corresponde, que puedan ser apropiados para usted

MKT-000-0011251-6-ES - Rev A

Copyright © 2023 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation